

Pulsoximetersensoren Auswahltabelle

Wiederverwendbare Sensoren

- 24 Monate Gewährleistung
- Verpackungseinheit: 1 St.



P-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Erwachsene



PX-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Erwachsene



PS-200
SpO₂-
Fingerclipsensor
für Kinder



R-200
Oxiflex SpO₂-
Silikonsensor
für Erwachsene



Y-200
SpO₂-
Universalsensor


Patientengewicht [kg]	> 20	> 20	10 - 50	> 20	> 1
Erwachsene	++	++	+	++	+
Kinder	+	+	++	+	+
Kleinkinder	--	--	--	--	++
Neugeborene	--	--	--	--	++
Veterinärmedizin	o	o	--	o	+
Befestigung	Federklemme	Federklemme	Federklemme	Elastische Aufnahme	Befestigungsband
Applikationsort	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Zehe	Finger, Fuß, Hand
Kabellänge [cm]	140	280	140	140	120
Langzeitmessungen	+	+	+	++	+
Spot Checks	++	++	++	++	+
Schnelle Applikation	++	++	++	++	o
Gewicht [g]	46	70	40	40	33
Bestellnummer	00535	00536	00537	00550	00526

Legende

- ++ sehr gut geeignet
- + gut geeignet
- o verwendbar
- nicht geeignet

Einmalsensoren

- Selbstklebend, Pflaster
- Kabellänge
 - 45 cm (DIS-200AP, DIS-200CP)
 - 90 cm (DIS-200IP, DIS-200NP)
- Verpackungseinheit: 24 St.



Typ	Geeignet für	Applikationsort	Bestellnr.
DIS-200AP	Erwachsene > 20 kg	Finger, Zehe	00540
DIS-200CP	Kinder 8 - 30 kg	Finger, Zehe	00541
DIS-200IP	Kleinkinder 5 - 15 kg	Finger, Zehe	00542
DIS-200NP	Neugeborene < 5 kg	Hand, Fuß	00543

