

SpO₂-Sensoren

Hochwertige SpO₂-Sensoren für
Medlab Pulsoximeter



Medlab SpO₂-Sensoren sind exklusiv mit Medlab Pulsoximetern und Medlab SpO₂-Modulen verwendbar. Sie sind das Ergebnis von mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von SpO₂-Sensoren.

Durch die Verwendung von hochwertigen Kabeln, einer Kevlarverstärkung und einer Zugentlastung bieten wir auf die wiederverwendbaren Varianten eine zweijährige Gewährleistung.

Wir liefern Sensoren für verschiedene Applikationen und Patientengruppen.

Sensorverlängerungen sind optional erhältlich.



Verlängerung DSUB-DSUB
120 cm
Modellnr. 00310



Verlängerung Lemo-DSUB
150 cm
Modellnr. 00309

Medlab medizinische Diagnosegeräte GmbH
Helmholtzstr. 1a, 76297 Stutensee - Germany
Tel. +49 (0) 7244 74110-0, FAX +49 (0) 7244 74110-28
sales@medlab.eu, www.medlab.eu

medlab
medizinische Diagnosegeräte GmbH

Bestellinformationen

Wiederverwendbare Sensoren

Typ		Patientengewicht	Modellnr.
P-200	Fingerclipsensor	> 20 kg	00535
PX-200	Fingerclipsensor	> 20 kg	00536
PS-200	Fingerclipsensor klein	10 - 50 kg	00537
R-200	Silikonsensor gross	> 20 kg	00550
Y-200	Universalsensor	> 1 kg	00526



P-200
Fingerclipsensor für Erwachsene,
140 cm
Standardmäßig geliefert



PX-200
Fingerclipsensor für Erwachsene,
280 cm



PS-200
Fingerclipsensor für Kinder,
140 cm



R-200
Oxiflex Silikonsensor für Erwachsene,
140 cm



Y-200
Universalsensor,
120 cm

Einmalsensoren - Klebesensoren mit Pflaster

Typ	Geeignet für	Modellnr.
DIS-200AP*	Erwachsene > 20 kg	00540
DIS-200CP*	Kinder 8 - 30 kg	00541
DIS-200IP**	Kleinkinder 5 - 15 kg	00542
DIS-200NP**	Neugeborene < 5 kg	00543

* Länge 45cm

** Länge 90cm



Einmalsensoren
Lieferung:
24-Stück-Packung

CE 0494